



Wkłady chłodzące do pojemników CellCamper[®]



Wkłady chłodzące CellCamper[®] odpowiednie do użytku z pojemnikami na próbówki CellCamper[®] Maxi i Midi lub jako samodzielne jednostki chłodzące. Umożliwiają przechowywanie, transport i pracę z próbkami w warunkach obniżonej temperatury. Dostępne w trzech wariantach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	2-3716	Wkład chłodzący do pojemników CellCamper [®]	od 0 do +4°C
	2-3717	Wkład chłodzący do pojemników CellCamper [®]	od -20 do 0°C
	2-3718	Wkład chłodzący do pojemników CellCamper [®]	od -22 do -18°C

Opis

Żelowe wkłady chłodzące dedykowane do pojemników na próbówki [CellCamper[®] Maxi](#) i [Midi](#). Mogą być też używane jako samodzielne jednostki chłodzące. Umożliwiają przechowywanie i transport próbek, a także pracę z nimi, gdy wymagane jest utrzymanie obniżonej temperatury. W zależności od potrzeb użytkownika dostępne są trzy zakresy: od 0°C do +4°C, od -20°C do 0°C oraz od -22°C do -18°C, które mogą być utrzymywane od 6 do 14 godzin. Mogą być stosowane wielokrotnie.

UWAGA: Po schłodzeniu do -80°C należy pozostawić wkład na 10 minut w temperaturze pokojowej.

Parametry	2-3716	2-3717	2-3718
Zakres temperatury	od 0°C do +4°C	od -20°C do 0°C	od -22°C do -18°C
Czas utrzymania temp.	14 h	12 h	6 h
Czas schładzania w temp. -20°C	4 h	7 h	-
Czas schładzania w temp. -80°C	2 h	3,5 h	4 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150 x 110 x 54 mm		

Waga

0,8 kg