



## System do filtracji próżniowej na próbki do kultur komórkowych

CORNING

Dzięki bezpośredniej filtracji do próbki wirówkowej system minimalizuje ryzyko przelania cieczy. Opakowanie zawiera dwa statywy próbek wirówkowych oraz pokrywkę pakowaną pojedynczo dla każdej próbki. Dostawa obejmuje również pojemnik do napełniania o poj. 150 ml, na próbki 50 ml. Urządzenie sterylne. Certyfikowane i wolne od pirogenów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Poj. lejka	Poj. butelki	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	7-4175	System do filtracji próżniowej na próbki do kultur komórkowych	CA	0,22 µm	50 mm	150 ml	50 ml	sterylne	430320	12 szt.
	7-4176	System do filtracji próżniowej na próbki do kultur komórkowych	CA	0,45 µm	50 mm	150 ml	50 ml	sterylne	430314	12 szt.

### Opis

Dzięki bezpośredniej filtracji do próbki wirówkowej system minimalizuje ryzyko przelania cieczy. Opakowanie zawiera dwa statywy próbek wirówkowych oraz pokrywkę pakowaną pojedynczo dla każdej próbki. Dostawa obejmuje również pojemnik do napełniania o poj. 150 ml, na próbki 50 ml. Urządzenie sterylne. Certyfikowane i wolne od pirogenów.

**Membrana:** octan celulozy (CA).