



## Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki Bottle-Top 500 ml

### CORNING

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Dostępne są dwa różne modele pasujące do butelek o szerokości szyjki 33 lub 45 mm. Możliwość wyboru różnych typów membran (**PES** - polieterosulfon, **CA** - octan celulozy, **NY** - Nylon) i wielkości porów. Nadrukowane informacje o typie membrany i wielkości porów ułatwiają identyfikację produktu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Śr. szyjki	Poj. lejka	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-4193	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	PES	0,22 µm	70 mm	33 mm	500 ml	sterylne	431117	12 szt.
	N-4194	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	PES	0,22 µm	70 mm	45 mm	500 ml	sterylne	431118	12 szt.
	N-4195	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,22 µm	70 mm	33 mm	500 ml	sterylne	430521	12 szt.
	N-4196	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,45 µm	70 mm	33 mm	500 ml	sterylne	430512	12 szt.
	N-4197	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,22 µm	70 mm	45 mm	500 ml	sterylne	430513	12 szt.
	N-4198	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,45 µm	70 mm	45 mm	500 ml	sterylne	430514	12 szt.
	N-4201	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	NY	0,20 µm	70 mm	45 mm	500 ml	sterylne	CORNING-430049	12 szt.

### Opis

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Dostępne są dwa różne modele pasujące do butelek o szerokości szyjki 33 lub 45 mm. Możliwość wyboru różnych typów membran (PES - polieterosulfon, CA - octan celulozy, NY - Nylon) i wielkości porów. Nadrukowane informacje o typie membrany i wielkości porów ułatwiają identyfikację produktu. Wszystkie filtry są **sterylne**, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu.

Średnica filtra: 70 mm.