



## Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki Bottle-Top 150 ml

### CORNING

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Dostępne są dwa różne modele pasujące do butelek o szerokości szyjki 33 lub 45 mm. Możliwość wyboru różnych typów membran (PES - polietersulfon, CA - octan celulozy) i wielkości porów. Nadrukowane informacje o typie membrany i wielkości porów ułatwiają identyfikację produktu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Śr. szyjki	Poj. lejka	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-4185	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	PES	0,22 µm	50 mm	33 mm	150 ml	sterylne	431160	48 szt.
	N-4186	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	PES	0,22 µm	50 mm	45 mm	150 ml	sterylne	431161	48 szt.
	N-4187	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,22 µm	50 mm	33 mm	150 ml	sterylne	430624	48 szt.
	N-4188	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,45 µm	50 mm	33 mm	150 ml	sterylne	430625	48 szt.
	N-4189	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,22 µm	50 mm	45 mm	150 ml	sterylne	430626	48 szt.
	N-4190	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,45 µm	50 mm	45 mm	150 ml	sterylne	430627	48 szt.

### Opis

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Dostępne są dwa różne modele pasujące do butelek o szerokości szyjki 33 lub 45 mm. Możliwość wyboru różnych typów membran (PES - polietersulfon, CA - octan celulozy) i wielkości porów. Nadrukowane informacje o typie membrany i wielkości porów ułatwiają identyfikację produktu. Wszystkie filtry są **sterylne**, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu. Średnica filtra: 50 mm.