



**Zlewka szklana o poj. 250 ml z pierścieniem mocującym do myjek Sonic**



Zlewka szklana o poj. 250 ml, z pierścieniem mocującym. Do użytku wraz z wkładkami na szkło laboratoryjne do myjek firmy Polsonic.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Pojemność	Podziałka	Średnica
	P-5092	Zlewka szklana z pierścieniem mocującym	wkładki na zlewki do myjek Sonic	250 ml	50 ml	65 mm

**Opis**

Zlewka szklana o pojemności 250 ml z podziałką co 50 ml, średnica 65 mm. Wyposażona w pierścień mocujący. Do użytku wraz z wkładkami na szkło laboratoryjne do myjek firmy Polsonic. Zlewkę umieszcza się we wkładce podtrzymującej, gdzie opiera się w niej na pierścieniu. Dzięki temu zostaje stabilnie osadzona w otworze i nie spada. Zlewki można również umieścić bezpośrednio w koszyku do myjki.

Zlewki laboratoryjne do myjki wykorzystuje się w przypadku mieszania chemikaliów bądź mycia bardzo małych części i czyszczenia ultradźwiękowego produktów, dla których koszyk myjki jest za duży.