





## Miniwirówka Slide Spinner™ do szkiełek podstawowych

**Labnet**  
 Labnet International, Inc.

Mikrowirówka służy do szybkiego suszenia szkiełek podstawowych, np. do badań Microarray. Suszy substraty Microarray w czasie krótszym niż 10 sekund (jednocześnie suszyć można 2 szkiełka – ciecz spływa do wymiennych kaset na szkiełka).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-3039	Miniwirówka Slide Spinner™ do szkiełek podstawowych	4800 obr./min
	K-3040	Zapassowe kasety na szkiełka do miniwirówki Slide Spinner™ - 2 szt.	-

### Opis

Mikrowirówka służy do szybkiego suszenia szkiełek podstawowych, np. do badań Microarray. Suszy substraty Microarray w czasie krótszym niż 10 sekund (jednocześnie suszyć można 2 szkiełka – ciecz spływa do wymiennych kaset na szkiełka).

**Prędkość maks.:** 4800 obr./min.

**Wymiary:** 15 x 15 x 11,7 cm.

**Waga:** 0,45 kg.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.