





Probówki wskaźnikowe do kontroli sterylizacji w autoklawach i sterylizatorach gorącego powietrza

Doskonale nadają się do prac w laboratoriach medycznych i bakteriologicznych, gdzie wynik sterylizacji wymaga absolutnej pewności. Zmiana barwy probówki z czerwonej na zieloną wskazuje, że proces sterylizacji został przeprowadzony prawidłowo. Probówki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	3-1280	Probówki do autoklawów do 125°C	100 szt.
	3-1281	Probówki do sterylizacji gorącym powietrzem 90°C/10 min	100 szt.

Opis

Doskonale nadają się do prac w laboratoriach medycznych i bakteriologicznych, gdzie wynik sterylizacji wymaga absolutnej pewności. Zmiana barwy probówki z czerwonej na zieloną wskazuje, że proces sterylizacji został przeprowadzony prawidłowo. Probówki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy. Opakowanie zawiera 100 probówek.