



## Urządzenie do wyżarzania ez SteriMax 15



Umożliwia sprawną sterylizację ez, igieł oraz innych instrumentów, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest możliwe używanie otwartego płomienia. Rurka sterylizacyjna wykonana jest ze szkła kwarcowego. Maksymalną temperaturę 900°C urządzenie osiąga w ciągu kilku minut. Sterylizacja ezy następuje po 5 – 7 sek. od wprowadzenia jej do rurki sterylizacyjnej. Urządzenie posiada wbudowaną osłonę przeciwbryzgową chroniącą użytkownika podczas pracy z materiałem patogennym, 7-stopniową regulację nachylenia, wskaźnik ciepła resztkowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1360	Urządzenie do wyżarzania ez SteriMax 15

### Opis

Umożliwia sprawną sterylizację ez, igieł oraz innych instrumentów, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest możliwe używanie otwartego płomienia. Rurka sterylizacyjna wykonana jest ze szkła kwarcowego. Maksymalną temperaturę 900°C urządzenie osiąga w ciągu kilku minut. Sterylizacja ezy następuje po 5 – 7 sek. od wprowadzenia jej do rurki sterylizacyjnej. Urządzenie posiada wbudowaną osłonę przeciwbryzgową chroniącą użytkownika podczas pracy z materiałem patogennym, 7-stopniową regulację nachylenia, wskaźnik ciepła resztkowego.

#### Dane techniczne:

**Średnica rurki sterylizacyjnej:** 15 mm.

**Długość rurki sterylizacyjnej:** 118 mm.

**Moc:** 125 W.

**Ciężar:** 1.110 g.