















## Wytrząsarki neoVortex

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix lub funkcji pracy ciągłej. Ruch kołowy po orbicie o śr. 4 mm. Amortyzacja drgań dzięki specjalnie uformowanym silikonowym nóżkom oraz podstawie ze stali. Obudowa wykonana z odlewu ciśnieniowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min
	D-6012	Wytrząsarka neoVortex - ze zmienną prędkością obr.	0-2500
	D-6013	Wytrząsarka neoVortex - ze stałą prędkością obr.	2500
	D-6030	Zapasowa gumowa nasadka wytrząsająca do probówek o śr. do 30 mm	-
	D-6031	Uchwyt - pręt do nasadek o nr art. D-3033 do D-3037	-
	D-6032	Platforma uniwersalna - do nasadek o nr art. D-6033 do D-6038	-
	D-6033	Nasadka na 48 probówek o śr. 6 mm	-
	D-6034	Nasadka na 18 probówek o śr. 10 mm	-
	D-6035	Nasadka na 12 probówek o śr. 12 mm	-
	D-6036	Nasadka na 8 probówek o śr. 16 mm	-
	D-6037	Nasadka na 8 probówek o śr. 20 mm	-
	D-6038	Uniwersalna nasadka na probówki i fiolki o śr. do 99 mm	-
	D-6039	Zapasowe nóżki do wytrząsarek neoVortex - 4 szt.	-

### Opis

**Dostępne są 2 modele:**

**Nr-Art. D-6012** - neoVortex z bezstopniowo regulowaną prędkością w zakresie od 0 do 2500 obr./min.

**Nr-Art. D-6013** – neoVortex ze stałą prędkością 2500 obr./min.

Możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix lub funkcji pracy ciągłej. Ruch kołowy po orbicie o śr. 4 mm. Amortyzacja drgań dzięki specjalnie uformowanym silikonowym nóżkom oraz podstawie ze stali. Obudowa wykonana z odlewu ciśnieniowego.

**Dane techniczne:**

**Moc:** 10 W.

**Pobór mocy:** 60 W.

**Temperatura otoczenia:** 5-40°C.

**Względna wilgotność powietrza:** maks. 80%.

**Zasilanie:** 200-230 V, 50/60 Hz.

**Wymiary (szer. x gł. x wys.):** 127 x 130 x 160 mm.

**Ciężar:** 3,5 kg.

**Rodzaj ochrony:** IP 21.

**Do wytrząsarki są dostępne różnego rodzaju nasadki wytrząsające. Aby móc je stosować należy oprócz nasadki zakupić uchwyt - pręt (nr art. D-6031) lub platformę uniwersalną (nr art. D-6032).** Użytkowanie nasadek z uchwytem-prętem wymaga przytrzymywania go na wytrząsarce.

Szczegółowy opis oraz zdjęcia dostępnych nasadek [TUTAJ](#).