



Zestaw startowy Varitips® S do pipety Varipette® 4720

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki Varitips® S do pipety Varipette® 4720 pozwalają na precyzyjne pobieranie cieczy o objętości od 2,5 do 10 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-9122	Zestaw startowy Varitips® S	100 szt.	0030-050-525
	K-9123	Końcówki Varitips® S	200 szt.	0030-050-568
	K-9124	Zawory do Varitips® S	100 szt.	0030-050-541
	K-9125	Części dozujące do Varitips® S	30 szt.	0030-050-533

Opis

Końcówki Varitips® S dedykowane do pobierania cieczy o objętości od 2,5 do 10 ml z wysokich naczyń (np. kolb miarowych, dużych butelek) za pomocą dozownika [Varipette® 4720](#). Doskonale nadają się do pracy z roztworami wodnymi, jak również cieczami o wysokiej lepkości (np. gliceryna) lub wysokim ciśnieniu par (np. aceton, eter dietylowy), ponieważ mechanizm ich działania opiera się na wyporze bezpośrednim. Średnica końcówek Varitips® S (K-9123) wynosi 10 mm, więc można pobierać nimi próbki z kolb miarowych ze szlifem NS 12/21.

System Eppendorf Varitips® S składa się z części dozującej (K-9124), końcówki Maxitip (K-9123) oraz zaworu (K-9125). Jest on zoptymalizowany do pobierania cieczy z dużych butelek lub wysokich, wąskich probówek. Obecność zaworu umożliwia dozowanie roztworów lotnych bez kapania. Końcówkę Maxitip montuje się na części dozującej. Podczas pipetowania roztwór ma kontakt jedynie z końcówką. Dlatego też w przypadku wymiany Maxitip próbki i odczynniki można dozować po kolei. Końcówki Varitips® S (Maxitips) można autoklawować.

Zestaw startowy Varitips® S składa się ze 100 końcówek Varitips® S (Maxitips) o poj. 2,5-10 ml (K-9123), części dozujących Varitips® S K-9125 (10 sztuk) oraz zaworów do Varitips® S (10 szt.). Każdą z części składowych można również kupić osobno.