











## Probówki typu Eppendorf z zamknięciem SafeSeal - poj. 0,5 ml



Probówki typu Eppendorf z zamknięciem SafeSeal o poj. 0,5 ml. Wykonane z PP, charakteryzują się szerokim zawiasem. Z podziałką i polem opisowym. Dostępne w sześciu wariantach kolorystycznych. Wersja bezbarwna oferowana również w standardach czystości PCR Performance Tested i Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1341	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	500 szt.	72-704
	J-1342	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	brązowy	niesterylne	worek	500 szt.	72-704-001
	J-1343	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	czerwony	niesterylne	worek	500 szt.	72-704-002
	J-1344	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	żółty	niesterylne	worek	500 szt.	72-704-004
	J-1345	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	zielony	niesterylne	worek	500 szt.	72-704-005
	J-1346	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	niebieski	niesterylne	worek	500 szt.	72-704-006
	J-1347	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	bezbarwny	PCR Performance Tested	worek	500 szt.	72-704-400
	J-1348	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	0,5 ml	7,8 x 30 mm	bezbarwny	Biosphere plus	worek	250 szt.	72-704-200

### Opis

Probówki reakcyjne typu Eppendorf z dołączoną zatyczką SafeSeal o objętości roboczej 0,5 ml. Ich wysokość to 30 mm a średnica wewnętrzna - 7,8 mm. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP). Posiadają podziałkę oraz pole do opisu. Duża powierzchnia do pisania znajduje się dodatkowo na matowym, płaskim wieczku pozwalając na wyraźne oznakowanie próbki. W celu łatwiejszej identyfikacji zawartości próbówki są dostępne również w wersji barwionej: brązowej, czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej. Bezbarwne próbówki SafeSeal o poj. 0,5 ml oferowane są także w jakości PCR Performance Tested (J-1347) i Biosphere® plus (J-1348) (sterylna). Specjalnie opracowane, wzmocnione i bardzo szerokie złącze pokrywy probówek SafeSeal umożliwia ich dokładne, precyzyjne zamknięcie i bezpieczne, łatwe otwarcie, nawet przy obsłudze jedną ręką.

Probówki reakcyjne Safe Seal są odpowiednie wirowania przy maks. RCF **30000 x g**. Można je również sterylizować w

temperaturze do 121°C. Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Wersja niesterylna jest oferowana w workach po 500 szt. Probówki w czystości PCR Performance Tested również pakowane są po 500 szt. (2 torebki strunowe po 250 szt.). Natomiast wersja sterylna Biosphere® plus dostarczana jest w opakowaniu zawierającym 250 szt. (5 x 50 sztuk).