



## Końcówki MidiTips Premium, 200 µl - z podziałką



Końcówki pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),  
**Brand** (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl),  
**Eppendorf** (20 (żółte), 100 i 200 µl),  
**Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl, Focus 10 (żółte), 50 i 100 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-20, P-100 i P-200),  
**Nichiryo** (100 i 200 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),  
**Socorex** (100 i 200 µl).

**Wolne od DNaz i RNaz (Nr-Art.: A-720236, A-720237 oraz A-720239 także od DNA).**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Podziałka	Stopień czystości	Pakowane
	A-720230	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	żółte	Tak	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720231	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	bezbarwne	Tak	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720234	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	żółte	Tak	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720235	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	bezbarwne	Tak	niesterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720236	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	żółte	Tak	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-720237	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	bezbarwne	Tak	niesterylne	w statywie (10 statywów Reload po 96 szt.)
	A-720238	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	bezbarwne	Tak	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-720239	Końcówki MidiTips Premium	200 µl	żółte	Tak	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki pasujące do pipet:

**Biohit** (Proline 20, 50, 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl),  
**Brand** (Transferpette 20, 50, 100 i 200 µl),  
**Eppendorf** (20 (żółte), 100 i 200 µl),

**Finn** (Digital 40, 100 i 200  $\mu$ l, Focus 10 (żółte), 50 i 100  $\mu$ l),  
**Gilson** (Pipetman P-20, P-100 i P-200),  
**Nichiryo** (100 i 200  $\mu$ l),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR20, PR100 i PR200, Pipet-Lite SL-20, SL-100 i SL-200),  
**Socorex** (100 i 200  $\mu$ l).

**Wolne od DNaz i RNaz (Nr-Art.: A-720236, A-720237 oraz A-720239 także od DNA).**