




Krioprobówki CryoPure z PP - z gwintem zewnętrznym - poj. 2,0 ml



Sterylnie krioprobówki CryoPure 2,0 ml firmy Sarstedt są wykonane z PP. Posiadają gwint zewnętrzny oraz gwiazdną stopkę. Pojemność robocza 1,8 ml. W komplecie z zamontowanymi zakrętkami w dostępnych w sześciu kolorach.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Kolor zakrętki | Stopień czystości | Pakowane | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|---|-----------|----------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
|  | J-1921 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | biała | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379 |
|  | J-1922 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | czerwona | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-002 |
|  | J-1923 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | żółta | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-004 |
|  | J-1924 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | zielona | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-005 |
|  | J-1925 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | niebieska | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-006 |
|  | J-1926 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | fioletowa | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-007 |
|  | J-1928 | Krioprobówki CryoPure z gwintem zewnętrznym | 2,0 ml | mix kolorów | Cryo Performance Tested | 10 x 50 szt. | 500 szt. | 72-379-992 |

Opis

Krioprobówki Sarstedt CryoPure **2,0 ml** z gwintem **zewnętrznym** są wyposażone w skalę i gwiazdną stopkę. Charakteryzują się pojemnością nominalną **1,8 ml**. Służą do długotrwałego przechowywania komórek i ich składników w fazie gazowej ciekłego azotu. Wykonane z polipropylenu (PP), a zamontowane na nich zakrętki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Zastosowany w nich gwint zewnętrzny zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia probówki. Mechanizm zamykania **QuickSeal** za pomocą jednego obrotu zapewnia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie lub zamykanie. Optymalnie ukształtowane wewnętrzne dno probówek CryoPure, umożliwia odebranie całości próbki. Dzięki konstrukcji nóżki z gwiazdną stopką krioprobówka może stać samodzielnie. Dodatkowo może być obsługiwana jedną ręką w statywach z blokadą w podstawie, np. w **statywie CryoRack 40**.

Krioprobówki CryoPure 2,0 ml posiadają certyfikowany znak jakości „**Cryo Performance Tested**”, przyznawany produktom sterylnym, niezawierającym pirogenów i endotoksyn, niecytotoksycznym i niemutagennym oraz posiadającym certyfikat **CE**

oraz **IVD** (artykuły medyczne do diagnostyki *in vitro*). Krioprobówki Sarstedt są dostępne z nakrętkami w jednym z sześciu kolorów lub w zestawie mieszanym. Daje to możliwość barwnego kodowania ułatwiającego identyfikację próbek. W celu zwiększenia liczby kombinacji kodowania wizualnego można zakupić sześć barwnych wariantów [znaczników z PP do krioprobówek CryoPure](#). Dzięki temu można uzyskać maksymalnie trzydzieści sześć kombinacji wizualnego kodowania próbek.