



## Papierki do oznaczeń półilościowych Quantofix - Azotany / Azotyny



Półilościowe paski testowe do oznaczania azotanów i azotynów. Zmiana barwy z białej na czerwono-fioletową. Zakres pomiarowy: azotany - 10-500 mg/L, azotyny - 1-80 mg/L. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3825	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Azotany / Azotyny	biały - czerwono-fioletowy	100 szt.

### Opis

Półilościowe paski testowe do oznaczania azotanów i azotynów. Zmiana barwy z białej na czerwono-fioletową. Zakres pomiarowy: azotany - 10-500 mg/L, azotyny - 1-800 mg/L. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków.

Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Okres przydatności wynosi 2,5 roku od momentu produkcji.

Stopniowanie skali pasków:

- azotany - 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L NO<sub>3</sub><sup>-</sup>,
- azotyny - 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L NO<sub>2</sub><sup>-</sup>