



## Papierki do oznaczeń półilościowych Quantofix - Miedź



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania Miedzi. Zmiana barwy z białej na czerwono-fioletową. Zakres pomiarowy 10-300 mg/l Cu<sup>+</sup> lub Cu<sup>2+</sup>. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3868	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Miedź	biały - czerwony/fioletowy	100 szt.

### Opis

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania Miedzi. Zmiana barwy z białej na czerwono-fioletową. Zakres pomiarowy 10-300 mg/l Cu<sup>+</sup>/Cu<sup>2+</sup>. Silnie kwaśne roztwory (pH<2) należy doprowadzić przed pomiarem do pH 2-6 za pomocą krystalicznego octanu sodu.

Temperatura przechowywania 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Stopniowanie skali pasków:

Miedź - 0 • 10 • 30 • 100 • 300 mg/l Cu<sup>+</sup>/ Cu<sup>2+</sup>