




Probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Neutral LightPROTECT



Białe probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Neutral LightPROTECT firmy Sarstedt do higienicznego pobierania próbek moczu. Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Współpracują z pojemnikiem NFT. W zestawie z końcówką do aspiracji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5942	Probówko-strzykawki L-Monovette [®] Urine Neutral LightPROTECT	Pojemniki NFT	bez etykiety	10,0 ml	15 x 102 mm	niesterylne	64 szt.	10-252-030

Opis

Probówko-strzykawki L-Monovette[®] Urine Neutral LightPROTECT firmy Sarstedt przeznaczone są do bezigłowego, higienicznego pobierania próbek moczu. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Próbkę moczu można higienicznie pobrać z pojemnika zbiorczego za pomocą dołączonej końcówki aspirującej. Dzięki delikatnemu zasysaniu również szczególnie wrażliwe składniki moczu, takie jak wałeczki w moczu, są zachowane do oceny mikroskopowej. Zapasowe końcówki aspirujące można także kupić osobno. Praca z probówką Urine-Monovette nie wymaga użycia igieł i jest wysoce higieniczna. Zwiększa tym samym bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika.

Biała powłoka chroni próbkę przed promieniowaniem UV. Dlatego też L-Monovette[®] Urine Neutral LightPROTECT doskonale sprawdzą się do próbek wrażliwych na światło. Co więcej, te probówko-strzykawki są kompatybilne z pojemnikiem NFT. Można je wprowadzić do pojemnika poprzez membranę. Dodatkowo, dostępne na rynku testy paskowe do chemicznej analizy moczu można wygodnie zanurzyć w napełnionej Urine-Monovette. Natomiast w celu uzyskania osadu probówko-strzykawki te można wirować. Bezpośrednie użycie L-Monovette[®] Urine Neutral LightPROTECT jako probówki do wirówki skraca czas analizy. Nadają się do transportu i wysyłki zgodnie z przepisami dotyczącymi pakowania ADR i IATA. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).