



## Mieszadła magnetyczne Guardian 2000 - bez grzania - Ohaus



Analogowe mieszadła magnetyczne Guardian™ 2000 z obciążeniem do maksymalnie 15 litrów. Posiadają płynną regulację prędkości mieszania od 200 do 1600 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Wym. płyty	Nr producenta
	H-3821	Mieszadło magnetyczne Guardian 2000 e-G21STRDS	bez grzania	200-1600 obr./min	śr. 135 mm	30680275
	H-3823	Mieszadło magnetyczne Guardian 2000 e-G21ST04R	bez grzania	200-1600 obr./min	102 x 102 mm	30680277
	H-3824	Mieszadło magnetyczne Guardian 2000 e-G21ST07R	bez grzania	200-1600 obr./min	178 x 178 mm	30680276

### Opis

#### Opis mieszadła magnetycznego Guardian 2000

Analogowe mieszadła magnetyczne bez grzania Guardian™ 2000 doskonale nadają się do zastosowań laboratoryjnych, wymagających w codziennej pracy niezawodnego mieszania objętości nieprzekraczających 15 l. Maksymalne obciążenie urządzenia to 15 kg. Mieszadła magnetyczne bez grzania Guardian™ 2000 dostępne są w trzech rozmiarach płyty górnej: 17,8 x 17,8 cm, 10,2 x 10,2 cm oraz okrągłej o średnicy 13,5 cm. Kwadratowe płyty górne wyprodukowano z żywicy, natomiast wszystkie okrągłe płyty wykonano ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką ceramiczną.

Mieszadła magnetyczne bez grzania Guardian™ 2000 są przeznaczone do użycia w laboratoriach, aptekach, szkołach, firmach i przemyśle lekkim. Mogą być stosowane w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C do 40°C i przy wilgotności względnej od 20% do 80%. Nie wymagają żadnej konserwacji ze strony użytkownika, poza utrzymaniem powierzchni urządzenia w czystości. Nadają się do przygotowania podstawowych próbek i roztworów, rozpuszczania buforów i odczynników. Co więcej, można je stosować również do przygotowania mediów lub w trakcie pomiarów dla metod wymagających stałego mieszania próbki. Wytrzymała metalowa obudowa jest odporna na zalanie, co zapewnia długowieczność w wymagających warunkach laboratoryjnych. Do wbudowanego gwintowanego zaczepu można dopasować pręt i zamocować na nim dodatkowe elementy aparatury.

We wszystkich mieszadłach magnetycznych Guardian™ 2000 funkcja mieszania w zakresie od 200 do 1600 obr./min jest regulowana za pomocą pokrętki. Mieszadła posiadają na panelu przednim wykonanym z PET wyraźny wskaźnik prędkości

świecący się podczas pracy. W zestawie dołączono jedno mieszadełko magnetyczne w powłoce z PTFE o długości 3,8 cm.

**Aksesoria do mieszadeł magnetycznych Guardian 2000**

Do mieszadeł magnetycznych bez grzania Ohaus pasuje zacisk łańcuchowy na naczynia laboratoryjne (H-3921).