



Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Chromiany



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania chromianów. Zmiana barwy z białej na fioletową. Zakres pomiarowy: 3-100 mg/l CrO_4^{2-} . Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynniki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3864	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Chromiany, op. 100 pasków + odczynniki	biały - fioletowy	100 szt.

Opis

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania chromianów. Zmiana barwy z białej na fioletową. Zakres pomiarowy: 3-100 mg/l CrO_4^{2-} . Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynniki (25 ml kwasu azotowego).

Stopniowanie skali pasków: Chromiany - 0 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/l CrO_4^{2-}

Uwaga: Materiał niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu, par cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu. Może powodować korozję metali.