




Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Siarczyny



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania siarczynów. Zmiana barwy z białej na łososiową. Zakres pomiarowy: 10-1000 mg/l SO_3^{2-} . Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3832	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Siarczyny	biały - łososiowy	100 szt.

Opis

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania siarczynów. Zmiana barwy z białej na łososiową. Zakres pomiarowy: 10-1000 mg/l SO_3^{2-} . Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Stopniowanie skali pasków:

Siarczyny - 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/l SO_3^{2-}

Sposób użycia: paski testowe należy na 1 sekundę zanurzyć w próbce, strząsnąć nadmiar cieczy a następnie odczekać 20 sekund. Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.