

















Pojemniki z PVC z szeroką szyjką - o poj. 50 ml - 2 l



Pojemniki wykonane z przezrystego bądź bursztynowego PVC. Szeroka szyja ułatwia napełnianie oraz dostęp do zawartości. Idealne do przechowywania i transportu prób.

Pojemniki dostarczane bez nakrętek - prosimy zamawiać osobno - nr art. pasujących nakrętek: [od N-2016 do N-2021](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Gwint
	N-2000	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	50 ml	38 x 38 x 60,5 mm	32 mm
	N-2001	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	100 ml	46 x 46 x 71 mm	40 mm
	N-2002	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	200 ml	60 x 60 x 88 mm	50 mm
	N-2003	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	300 ml	68 x 68 x 94 mm	50 mm
	N-2004	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	500 ml	81 x 81 x 108 mm	65 mm
	N-2005	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	750 ml	92 x 92 x 120 mm	80 mm
	N-2006	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	1000 ml	98 x 98 x 143 mm	80 mm
	N-2007	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, przezroczysty	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	80 mm
	N-2008	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	50 ml	38 x 38 x 60,5 mm	32 mm
	N-2009	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	100 ml	46 x 46 x 71 mm	40 mm
	N-2010	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	200 ml	60 x 60 x 88 mm	50 mm
	N-2011	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	300 ml	68 x 68 x 94 mm	50 mm
	N-2012	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	500 ml	81 x 81 x 108 mm	65 mm
	N-2013	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	750 ml	92 x 92 x 120 mm	80 mm
	N-2014	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	1000 ml	98 x 98 x 143 mm	80 mm
	N-2015	Pojemnik z PVC z szeroką szyjką, bursztynowy	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	80 mm

Opis

Pojemniki wykonane z przezrystego bądź bursztynowego PVC. Szeroka szyja ułatwia napełnianie oraz dostęp do zawartości. Idealne do przechowywania i transportu prób.

Pojemniki dostarczane bez nakrętek - prosimy zamawiać osobno - nr art. pasujących nakrętek: [od N-2016 do N-2021](#).