



## Statywy ładujące i uchwyty ładujące do pipet Eppendorf

**eppendorf**



**Ładowarka karuzelowa 2** na sześć pipet Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer plus<sup>®</sup>. Po dołączeniu opcjonalnych uchwytów dodatkowych możliwe jest ponadto przechowywanie i ładowanie modeli Multipette<sup>®</sup> E3/E3x i Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream, a także przechowywanie pipet manualnych Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2.

**Statyw ładujący 2** do Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer plus<sup>®</sup>.

**Statyw ładujący 2** do Eppendorf Multipette<sup>®</sup> E3/E3x i Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream.

**Uchwyt ładujący 2** do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer plus<sup>®</sup>.

**Uchwyt ładujący 2** do jednej sztuki pipety Multipette<sup>®</sup> E3/E3x i Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9572	Ładowarka karuzelowa 2	3116-000-023
	K-9573	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer <sup>®</sup> lub Xplorer plus <sup>®</sup>	3116-000-031
	K-9574	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette <sup>®</sup> E3/E3x i Multipette <sup>®</sup> stream/Xstream	3116-000-040
	K-9580	Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer <sup>®</sup> lub Xplorer plus <sup>®</sup>	3116-602-007
	K-9581	Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Multipette <sup>®</sup> E3/E3x i Multipette <sup>®</sup> stream/Xstream	3116-603-003

### Opis

#### Ładowarka karuzelowa 2

Ładujący statyw karuzelowy przeznaczony na sześć pipet Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer plus<sup>®</sup>. Po dołączeniu opcjonalnych uchwytów dodatkowych możliwe jest ponadto przechowywanie i ładowanie modeli Multipette<sup>®</sup> E3/E3x i Multipette<sup>®</sup> stream/Xstream. Ponadto, po zastosowaniu dodatkowych, standardowych uchwytów na ładowarce karuzelowej 2 można przechowywać również pipety manualne, takie jak Eppendorf Research<sup>®</sup>, Research<sup>®</sup> plus, Reference<sup>®</sup>, Reference<sup>®</sup> 2. Uchwyty do ładowarki karuzelowej 2 można stosować zamiennie – ich montaż jest łatwy i nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi. Statyw ładujący posiada wygodny uchwyt do przenoszenia, gumową stopkę, funkcję zwijania nieużywanego kabla, a także magnetyczne złącze zasilania, umożliwiające łatwe podłączenie do sieci.

#### Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer<sup>®</sup> lub Xplorer plus<sup>®</sup>

Statyw z funkcją ładowania przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i ładowania jednej sztuki Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus. Posiada dużą gumową stopkę zabezpieczającą, a także funkcję zwijania nieużywanego kabla. Jest kompatybilny z zasilaczem sieciowym z Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus.

#### **Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream**

Statyw z funkcją ładowania przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i ładowania jednej sztuki Multipette® E3/E3x lub Multipette® stream/Xstream. Posiada dużą gumową stopkę zabezpieczającą, a także funkcję zwijania nieużywanego kabla. Jest kompatybilny z zasilaczem sieciowym z Eppendorf Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream.

#### **Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus**

Przeznaczony do przechowywania i ładowania jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus (z funkcją ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na ładowarce karuzelowej 2.

#### **Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream**

Przeznaczony do przechowywania i ładowania jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream (z funkcją ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na ładowarce karuzelowej 2.