



Statywy ładujące i uchwyty ładujące do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf






Ładowarka karuzelowa 2 na sześć pipet Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus[®]. Po dołączeniu opcjonalnych uchwytów dodatkowych możliwe jest ponadto przechowywanie i ładowanie modeli Multipette[®] E3/E3x i Multipette[®] stream/Xstream, a także przechowywanie pipet manualnych Eppendorf Research[®], Research[®] plus, Reference[®], Reference[®] 2.

Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus[®].

Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette[®] E3/E3x i Multipette[®] stream/Xstream.

Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus[®].

Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Multipette[®] E3/E3x i Multipette[®] stream/Xstream.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9572	Ładowarka karuzelowa 2	3116-000-023
	K-9573	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer [®] lub Xplorer plus [®]	3116-000-031
	K-9574	Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette [®] E3/E3x i Multipette [®] stream/Xstream	3116-000-040
	K-9580	Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer [®] lub Xplorer plus [®]	3116-602-007
	K-9581	Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Multipette [®] E3/E3x i Multipette [®] stream/Xstream	3116-603-003

Opis

Ładowarka karuzelowa 2

Ładujący statyw karuzelowy przeznaczony na sześć pipet Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus[®]. Po dołączeniu opcjonalnych uchwytów dodatkowych możliwe jest ponadto przechowywanie i ładowanie modeli Multipette[®] E3/E3x i Multipette[®] stream/Xstream. Ponadto, po zastosowaniu dodatkowych, standardowych uchwytów na ładowarce karuzelowej 2 można przechowywać również pipety manualne, takie jak Eppendorf Research[®], Research[®] plus, Reference[®], Reference[®] 2. Uchwyty do ładowarki karuzelowej 2 można stosować zamiennie – ich montaż jest łatwy i nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi. Statyw ładujący posiada wygodny uchwyt do przenoszenia, gumową stopkę, funkcję zwijania nieużywanego kabla, a także magnetyczne złącze zasilania, umożliwiające łatwe podłączenie do sieci.

Statyw ładujący 2 do Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer plus[®]

Statyw z funkcją ładowania przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i ładowania jednej sztuki Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus. Posiada dużą gumową stopkę zabezpieczającą, a także funkcję zwijania nieużywanego kabla. Jest kompatybilny z zasilaczem sieciowym z Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus.

Statyw ładujący 2 do Eppendorf Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream

Statyw z funkcją ładowania przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i ładowania jednej sztuki Multipette® E3/E3x lub Multipette® stream/Xstream. Posiada dużą gumową stopkę zabezpieczającą, a także funkcję zwijania nieużywanego kabla. Jest kompatybilny z zasilaczem sieciowym z Eppendorf Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream.

Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus

Przeznaczony do przechowywania i ładowania jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer® lub Xplorer® plus (z funkcją ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na ładowarce karuzelowej 2.

Uchwyt ładujący 2 do jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream

Przeznaczony do przechowywania i ładowania jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream (z funkcją ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (dołączona taśma klejąca) lub montażu na ładowarce karuzelowej 2.