



Płuczka do oczu Kleen Eyes[®] II

Płuczka do doraźnego stosowania w przypadkach zanieczyszczenia oczu. Łatwa w obsłudze - uruchamianie ciągłego strumienia wody odbywa się przez jednorazowe naciśnięcie przycisku. Nadaje się do montowania nawet na niestandardowo umiejscowionych kranach, dzięki możliwości obrócenia głowicy płuczki po zamocowaniu jej na kranie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-6705	Płuczka do oczu Kleen Eyes [®] II

Opis

Płuczka do doraźnego stosowania w przypadkach zanieczyszczenia oczu. Łatwa w obsłudze - uruchamianie ciągłego strumienia wody odbywa się przez jednorazowe naciśnięcie przycisku. Nadaje się do montowania nawet na niestandardowo umiejscowionych kranach, dzięki możliwości obrócenia głowicy płuczki po zamocowaniu jej na kranie. Po wyłączeniu płuczki można normalnie użytkować kran, na którym jest zamontowana.

Podłączenie: do zaworu kurkowego z gwintem zewnętrznym M 22 x 1.

Uwaga: płuczka NIE jest zgodna z DIN EN 15154- 2!