



## Butelki do wirówek Beckman - o poj. 50 ml - 500 ml



Butelki mogą być stosowane w wirówkach z przyspieszeniem do **110 000 g**. Posiadają szczelnie zamykane nakrętki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Materiał	Nr producenta	Szt./Op.
	C-1130	Butelki do wirówek Beckman	500 ml	69 x 160	PC	355605	6 szt.
	C-1131	Butelki do wirówek Beckman	500 ml	69 x 160	PP	355607	6 szt.
	C-1132	Butelki do wirówek Beckman	250 ml	62 x 120	PC	356013	6 szt.
	C-1133	Butelki do wirówek Beckman	250 ml	62 x 120	PP	356011	6 szt.
	C-1134	Butelki do wirówek Beckman	50 ml	29 x 104	PC	357000	6 szt.
	C-1135	Butelki do wirówek Beckman	50 ml	29 x 104	PA	357001	6 szt.
	C-1136	Butelki do wirówek Beckman	50 ml	29 x 104	PP	357005	25 szt.
	C-1137	Butelki do wirówek Beckman	50 ml	29 x 104	PC	363664	25 szt.
	C-1138	Butelki do wirówek Beckman	50 ml	29 x 104	PA	361694	24 szt.

### Opis

Butelki mogą być stosowane w wirówkach z przyspieszeniem do **110 000 g**. Posiadają szczelnie zamykane nakrętki.

**Materiały:** PP (polipropylen) i PA (polialomer) są autoklawowalne.

**Rodzaje wirnika:**

- **C-1130 i C-1131:** JA-10.
- **C-1132 i C-1133:** JA-14, JLA-16.250.
- **C-1134 do C-1138:** JA-20, JA-25.50, JA-30.50.

