






Płyn dezynfekujący Incubator-Clean™



Roztwór przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z inkubatorów i sterylnych stołów roboczych. **Sterylnie filtrowany.** Zapobiega kontaminacji oraz rozwojowi grzybów, zarodników, bakterii (także bakterii gruźlicy), wirusów (łącznie z wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B) i bakterii z rodzaju Mycoplasma. Nie zawiera rtęci, formaldehydów, fenolu czy alkoholu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	F-2301	Płyn dezynfekujący Incubator-Clean™	butelka ze spryskiwaczem	500 ml
	F-2302	Płyn dezynfekujący Incubator-Clean™	butelka ze spryskiwaczem	1,0 l
	F-2303	Płyn dezynfekujący Incubator-Clean™	kanister	5,0 l

Opis

Roztwór przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z inkubatorów i sterylnych stołów roboczych. **Sterylnie filtrowany.** Zapobiega kontaminacji oraz rozwojowi grzybów, zarodników, bakterii (także bakterii gruźlicy), wirusów (łącznie z wirusem HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B) i bakterii z rodzaju Mycoplasma. Nie zawiera rtęci, formaldehydów, fenolu czy alkoholu.

Nie jest toksyczny ani cytotoksyczny. Ulega rozkładowi biologicznemu.

Może być stosowany na powierzchniach z aluminium, żelaza pokrytego cyną, chromu, stali nikielowej, stali szlachetnej i miedzi.

Dostarczany w butelce lub kanistrze.

Stosowanie: inkubatory spryskiwać co dwa tygodnie, sterylne stoły robocze raz na dzień lub każdorazowo przed rozpoczęciem pracy.