





Koncentrat do czyszczenia Labosol® S

Koncentrat Labosol® S przyjazny dla środowiska. Duża siła czyszcząca przy niewielkich stężeniach. Przeznaczony do intensywnego czyszczenia zabrudzonych sprzętów laboratoryjnych, porcelany, narzędzi i przedmiotów z tworzywa sztucznego i gumy. Czyści gruntownie nie uszkadzając czyszczonego materiału czy skóry rąk. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rodzaj pak. | Pojemność |
|---|---------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|  | 1-6091 | Koncentrat do czyszczenia Labosol® S | butelka | 1,0 l |
|  | 1-6090 | Koncentrat do czyszczenia Labosol® S | kanister | 5,0 l |

Opis

Koncentrat Labosol® S przyjazny dla środowiska. Duża siła czyszcząca przy niewielkich stężeniach. Przeznaczony do intensywnego czyszczenia zabrudzonych sprzętów laboratoryjnych, porcelany, narzędzi i przedmiotów z tworzywa sztucznego i gumy. Czyści gruntownie nie uszkadzając czyszczonego materiału czy skóry rąk. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. W zależności od rodzaju zabrudzenia stosuje się 0,5 – 2%-owy roztwór. Moc czyszczenia można zwiększyć poprzez podgrzewanie łaźni. Nie zawiera chloru i drażniących alkaliów. Ulega biodegradacji.