



## Wytrząsarka Vortex V-1 plus



Vorteks **V-1 plus** jest kompaktową wytrząsarką, która umożliwia zarówno delikatnego, jak energiczne wytrząsanie próbek biologicznych i chemicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-7750	Vortex V-1 plus	500-3000 obr./min

### Opis

Wytrząsarka Vorteks V-1 plus to kompaktowe urządzenie, niezbędne w każdym laboratorium. Sprawdzi się zarówno przy zawieszaniu komórek, jak i przy wspomaganiu procesu rozpuszczania. Prędkość obrotowa może być płynnie regulowana w zakresie 500 do 3000 obr./min. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, próbka może być wytrząsana delikatnie, jak i energicznie.

Vorteks ma dwa tryby pracy. Tryb impulsowy włącza się poprzez dociśnięcie probówką głowicy urządzenia. V-1 plus jest również wyposażony w funkcję pracy ciągłej. Nasadka jest przystosowana do wytrząsania najpopularniejszych typów probówek, o poj. od 0,2 do 50 ml.