



Vortex Multi Speed MSV-3500



Wytrząsarka Vortex **Multi Speed MSV-3500** do delikatnego lub energicznego mieszania próbek w probówkach o poj. od 0,2 ml do 50 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | W zestawie |
|-----------|---------|-----------------------------|---|
| | K-7755 | Vortex Multi Speed MSV-3500 | bez platform |
| | K-7756 | Vortex Multi Speed MSV-3500 | z platformami SV-4/30, SV-10/10, SV-16/8, SV-8/15 |

Opis

Wytrząsarka Vortex Multi Speed MSV-3500 firmy Biosan do łagodnego lub intensywnego wytrząsania próbek.

Urządzenie K-7755 dostarczane jest bez platform. Dostępny jest również model **K-7756** zawierający w zestawie wszystkie 4 kompatybilne z vortexem MSV-3500 platformy.

Ze względu na dostępność szerokiej gamy **platform**, może być stosowana do wszystkich najpopularniejszych typów probówek. Prędkość obrotowa i czas pracy są sterowane cyfrowo. Pracę można programować do 60 minut. Urządzenie posiada również funkcję pracy ciągłej (do 8 h).

Prędkość obrotową można regulować w zakresie **od 300 do 3500 obr./min.** Maksymalna prędkość uzyskiwana przez MSV-3500 różni się w zależności od ciężaru wytrząsanych próbek.

Na wyświetlaczu LCD można obserwować wartości zadane, jak i rzeczywiste parametry pracy.

Dostępne są 4 modele kompatybilnych platform (**K-7760-K-7763**). Umożliwiają one wytrząsanie mikroprobówek, probówek o poj. 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 10 ml, 15 ml lub 50 ml.