



## Akcesoria do łaźni wodnej WB-4MS



Statywy do łaźni wodnej WB-4MS firmy Biosan. Cztery modele odpowiednie do najpopularniejszych typów probówek.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa           | Na probówki  |
|---|---------|-----------------|--------------|
|    | K-7791  | Stelaż TR-5/30  | śr. 30 mm    |
|   | K-7792  | Stelaż TR-16/19 | śr. 16-19 mm |
|  | K-7793  | Stelaż TR-30/13 | śr. 10-13 mm |
|  | K-7794  | Stelaż TR-40/11 | 1,5/2,0 ml   |

### Opis

Statywy do [łaźni wodnej WB-4MS](#) firmy Biosan pozwalają na termostatowanie najpopularniejszych typów probówek.

Stelaż TR-5/30 pomieści do 5 probówek typu Falcon o poj. 50 ml. Statyw TR-16/19 przeznaczony jest na 16 probówek o śr. od 16 do 19 mm, np. probówki typu Falcon o poj. 15 ml. Z kolei w statywie TR-30/13 można termostatować do 30 probówek o śr. od 10 do 13 mm. Natomiast stelaż TR-44/11 posiada 44 miejsca na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml.

W łaźni wodnej WB-4MS można umieścić jednocześnie do 2 statywów z serii TR.