



Akcesoria do rotatora Trayster



Wkładki kompatybilne z rotatorami Trayster basic i Trayster digital, przeznaczone na najpopularniejsze rozmiary próbek wirówkowych - o pojemności 1,5/2,0 ml, 5 ml, 15 ml oraz 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-4710	Wkładka TR 1 do rotatorów Trayster	1,5/2,0 ml	20 miejsc	0004525100
	K-4711	Wkładka TR 2 do rotatorów Trayster	5,0 ml	24 miejsca	0004525200
	K-4712	Wkładka TR 3 do rotatorów Trayster	15 ml	12 miejsc	0004525300
	K-4713	Wkładka TR 4 do rotatorów Trayster	50 ml	6 miejsc	0004525400

Opis

Wkładki kompatybilne z rotatorami [IKA Trayster basic](#) i [Trayster digital](#). Występują 4 modelach. Wkładka **TR 1** jest przeznaczona na 20 próbek o poj. **1,5 ml / 2 ml** i średnicy 10 mm. Stosując wkładkę **TR 2** można jednocześnie wytrząsać lub mieszać do 24 próbek wirówkowych o średnicy 12 mm i poj. **5 ml**. Wkładka **TR 3** została zaprojektowana na 12 próbek o poj. **15 ml** i śr. 16 mm. Jest kompatybilna z próbkami Falcon i Greiner, a także standardowymi próbkami wirówkowymi. Wkładka **TR 4** do rotatorów Trayster jest przeznaczona na 6 próbek o poj. **50 ml** i śr. 28 mm. Przeznaczona do stosowania z próbkami wirówkowym, w tym próbkami Falcon i Greiner.