




Parownica szklana płaskodenna z wylewem

Parownica szklana płaskodenna z wylewem. Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1268	Parownica płaskodenna z wylewem	60 ml	60 mm	30 mm
	S-1269	Parownica płaskodenna z wylewem	160 ml	90 mm	45 mm
	S-1270	Parownica płaskodenna z wylewem	300 ml	120 mm	60 mm

Opis

Parownica płaskodenna z wylewem. Wykonana ze szkła borokrzemowego.