




Krzesło laboratoryjne

Krzesło laboratoryjne z 5 rolkami i miękkim siedziskiem z pianki poliuretanowej o gr. 4 cm. Czyszczenie za pomocą tradycyjnych środków czyszczących. Siedzisko jest odporne na przecięcia, słabe kwasy, iskry i smary. Z możliwością regulacji nachylenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości
	1-1142	Krzesło laboratoryjne z rolkami	45-58 cm

Opis

Krzesło laboratoryjne z 5 rolkami i miękkim siedziskiem z pianki poliuretanowej o gr. 4 cm. Czyszczenie za pomocą tradycyjnych środków czyszczących. Siedzisko jest odporne na przecięcia, słabe kwasy, iskry i smary. Z możliwością regulacji nachylenia.