




## Krzesło obrotowe do pomieszczeń sterylnych

Krzesło obrotowe z okrągłym siedziskiem z czarnej pianki poliuretanowej. Odpowiednie do pomieszczeń sterylnych. Noga wykonana z czarnego aluminium, z miękkimi podwójnymi rolkami. Możliwość regulacji wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym. Opcjonalnie z pierścieniem obrotowym (na zapytanie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości
	1-1203	Krzesło obrotowe	ok. 42-54 cm
	1-1204	Krzesło obrotowe	ok. 47-64 cm

### Opis

Krzesło obrotowe z okrągłym siedziskiem z czarnej pianki poliuretanowej. Odpowiednie do pomieszczeń sterylnych. Noga wykonana z czarnego aluminium, z miękkimi podwójnymi rolkami. Możliwość regulacji wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym. Opcjonalnie z pierścieniem obrotowym (na zapytanie).

**Średnica siedziska:** 35 cm.