



Krzeseł obrotowe do pomieszczeń sterylnych

Krzeseł obrotowe z okrągłym siedziskiem z czarnej pianki poliuretanowej. Odpowiednie do pomieszczeń sterylnych. Noga wykonana z czarnego aluminium, z miękkimi podwójnymi rolkami. Możliwość regulacji wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym. Opcjonalnie z pierścieniem obrotowym (na zapytanie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości
	1-1203	Krzeseł obrotowe	ok. 42-54 cm
	1-1204	Krzeseł obrotowe	ok. 47-64 cm

Opis

Krzeseł obrotowe z okrągłym siedziskiem z czarnej pianki poliuretanowej. Odpowiednie do pomieszczeń sterylnych. Noga wykonana z czarnego aluminium, z miękkimi podwójnymi rolkami. Możliwość regulacji wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym. Opcjonalnie z pierścieniem obrotowym (na zapytanie).

Średnica siedziska: 35 cm.