




Szczotka laboratoryjna - włosie z mosiądzu

Materiał włosia: mosiądz 0.15.

Długość całkowita: 300 mm.

Długość szczotki: 100 mm.

Średnica szczotki: 25 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Szt./Op.
	B-3623	Szczotka laboratoryjna - włosie z mosiądzu	25 mm	1 szt.

Opis

Materiał włosia: mosiądz 0.15.

Długość całkowita: 300 mm.

Długość szczotki: 100 mm.

Średnica szczotki: 25 mm.