




## Zestaw pędzli laboratoryjnych

Pędzle wysokiej jakości do różnych zastosowań w laboratorium. Nadają się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz do znakowania substancji i przyborów laboratoryjnych. Wykonane z delikatnego, naturalnego włosia (włosie kuny czerwonej), sztucznego włosia oraz z naturalnej szczeciny. Zestaw składa się z 6 pędzli (szpiczaste i płaskie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-7033	Zestaw pędzli laboratoryjnych	zestaw 6 szt.

### Opis

Pędzle wysokiej jakości do różnych zastosowań w laboratorium. Nadają się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz do znakowania substancji i przyborów laboratoryjnych. Wykonane z delikatnego, naturalnego włosia (włosie kuny czerwonej), sztucznego włosia oraz z naturalnej szczeciny. Zestaw składa się z 6 pędzli (szpiczaste i płaskie).