




Probówki ze szkła sodowo-wapniowego



Probówki laboratoryjne. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Z zaokrąglonym dnem i gładką krawędzią.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Brzeg	Śr. x wys.	Gr. ścianki	Szt./Op.
	B-0238	Probówki ze szkła sodowo-wapniowego	z prostym brzegiem	16 x 160 mm	0,6 mm	250 szt.

Opis

Probówki laboratoryjne wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Posiadają zaokrąglone dno i gładką krawędź.

Wymiary (śr. x wys.): 16 x 160 mm.

Grubość ścianki: 0,6 mm.