


















Probówki ze szkła Duran - z wywiniętym brzegiem



Probówki wykonane ze szkła Duran. Z wywiniętym brzegiem. Wysoka odporność chemiczna, termiczna oraz mechaniczna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Brzeg	Pojemność	Wymiary	Gr. ścianki	Szt./Op.
	G-3141	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	2 ml	8 x 70 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3142	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	4 ml	10 x 75 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3143	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	5 ml	10 x 100 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3144	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	6 ml	12 x 75 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3145	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	8 ml	12 x 100 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3146	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	9 ml	13 x 100 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3147	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	16 ml	14 x 130 mm	0,8-1,0 mm	100 szt.
	G-3148	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	17 ml	16 x 130 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3149	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	21 ml	16 x 160 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3150	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	32 ml	18 x 180 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3151	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	34 ml	20 x 150 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3152	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	40 ml	20 x 180 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3153	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	55 ml	25 x 150 mm	1,0-1,2 mm	50 szt.
	G-3154	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	70 ml	25 x 200 mm	1,0-1,2 mm	50 szt.
	G-3155	Probówki ze szkła Duran	z wywiniętym brzegiem	100 ml	30 x 200 mm	1,0-1,4 mm	50 szt.

Opis

Probówki wykonane ze szkła Duran. Z wywiniętym brzegiem. Wysoka odporność chemiczna, termiczna oraz mechaniczna.