



**Pojemniki z PP na próbki - z zatyczką z LDPE**



Pojemniki na próbki wykonane z polipropylenu. Z wciskaną zatyczką z LDPE. Kształt stożkowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wysokość	Średnica	Szt./Op.
	N-0169	Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE	5 ml	25 mm	20 mm	25 szt.
	N-0170	Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE	12 ml	37 mm	22 mm	25 szt.
	N-0171	Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE	18 ml	57 mm	22 mm	25 szt.
	N-0172	Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE	50 ml	97 mm	30 mm	10 szt.
	N-0173	Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE	160 ml	110 mm	50 mm	10 szt.

**Opis**

Pojemniki na próbki wykonane z polipropylenu. Z wciskaną zatyczką z LDPE. Kształt stożkowy.