





Mata Labmat[®] wchłaniająca płyny

Jednorazowa mata chroniąca powierzchnie robocze przed plamami i zabrudzeniem. Elastyczny, antypoślizgowy spód z polietylenu zapobiega przesiąknięciu. Powierzchnia o dużej zdolności absorpcji wchłania wodę, ciecze barwne, żrące chemikalia i roztwory radioaktywne. Odpowiednia do wykładania szuflad i blatów roboczych. Dostępna na rolce lub w formie przyciętych arkuszy w praktycznym kartonie dozującym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2361	Maty do rozścielenia Labmat [®] , karton - 100 arkuszy
	6-2360	Mata Labmat [®] , rolka o szer. 50 cm

Opis

Jednorazowa mata chroniąca powierzchnie robocze przed plamami i zabrudzeniem. Elastyczny, antypoślizgowy spód z polietylenu zapobiega przesiąknięciu. Powierzchnia o dużej zdolności absorpcji wchłania wodę, ciecze barwne, żrące chemikalia i roztwory radioaktywne. Odpowiednia do wykładania szuflad i blatów roboczych. Dostępna na rolce lub w formie przyciętych arkuszy w praktycznym kartonie dozującym.

Rolka: dł. 15,2 m, szer. 50 cm

Maty do rozścielenia: 50,8 x szer. 61 cm