

**Papier do blottingu**



Równomiernie chłonący na całej powierzchni. Gładka powierzchnia. Najwyższa czystość.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Wymiary	Gramatura	Szt./Op.
	2-4320	Papier do blottingu	BF1	580 x 600 mm	90 g/m <sup>2</sup>	100 szt.
	2-4321	Papier do blottingu	BF2	300 x 600 mm	190 g/m <sup>2</sup>	100 szt.
	2-4322	Papier do blottingu	BF2	580 x 600 mm	190 g/m <sup>2</sup>	100 szt.
	2-4323	Papier do blottingu	BF3	200 x 200 mm	330 g/m <sup>2</sup>	50 szt.
	2-4324	Papier do blottingu	BF3	300 x 600 mm	330 g/m <sup>2</sup>	50 szt.
	2-4325	Papier do blottingu	BF3	580 x 600 mm	330 g/m <sup>2</sup>	50 szt.
	2-4326	Papier do blottingu	BF4	150 x 150 mm	550 g/m <sup>2</sup>	25 szt.
	2-4327	Papier do blottingu	BF4	580 x 600 mm	550 g/m <sup>2</sup>	25 szt.

**Opis**

Równomiernie chłonący na całej powierzchni. Gładka powierzchnia. Najwyższa czystość.