



## Worki autoklawowalne z PP - z logo Biohazard

Worki autoklawowalne wykonane z polipropylenu. Przeźroczyste, z nadrukowanym napisem ostrzegawczym „Biohazard”. Idealne do stosowania w laboratoriach generujących odpady biologicznie niebezpieczne, np. zanieczyszczone próbówki, szalki, pojemniki. Autoklawowalne (w czasie autoklawowania worki muszą być otwarte). Odporne na temperaturę do +140°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Wymiary	Grubość	Temperatura sterylizacji	Szt./Op.
	B-1252	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	14 l	310 x 660 mm	140 µm	134°C	100 szt.
	B-1253	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	21 l	410 x 630 mm	140 µm	134°C	100 szt.
	B-1254	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	60 l	620 x 780 mm	140 µm	134°C	100 szt.

### Opis

Worki autoklawowalne wykonane z polipropylenu o grubości 40 µm. Przeźroczyste, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym „Biohazard”. Przeznaczone do stosowania w laboratoriach generujących odpady biologicznie niebezpieczne, np. zanieczyszczone szalki, próbówki lub pojemniki. Autoklawowalne (w czasie autoklawowania worki muszą być otwarte).

**Odporne na temperaturę do:** +140°C (sterylizacja maks. +134°C).

**Grubość:** 40 µm.