





## Bezpieczne woreczki transportowe DocuCARE<sup>®</sup> Med



Woreczki foliowe DocuCARE<sup>®</sup> Med **do transportu próbek medycznych i biologicznych** (klasy zagrożeń B). Spełniają wymogi normy P650 oraz ADR. Każdy woreczek posiada indywidualną numerację. Można wykorzystywać jako bezpieczne koperty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x dł.	Szt./Op.
	B-7070	Bezpieczne woreczki DocuCARE <sup>®</sup> Med	165 x 265 mm	100 szt.
	B-7072	Bezpieczne woreczki DocuCARE <sup>®</sup> Med	165 x 265 mm	500 szt.

### Opis

Specjalne woreczki foliowe DocuCARE<sup>®</sup> Med. Nieprzepuszczalne dla cieczy. Stosowane jako opakowanie wtórne do wysyłki i **transportu próbek substancji medycznych i biologicznych** klasy zagrożeń B. Spełniają wymogi normy P650 oraz ADR. Każdy woreczek posiada indywidualną numerację. Można wykorzystywać jako bezpieczne koperty.

#### Cechy produktu:

- nieprzepuszczalne dla cieczy (zapobiegają wyciekowi płynu w przypadku uszkodzenia próbki),
- łatwe w zastosowaniu dzięki praktycznemu, bezpiecznemu zamknięciu samoprzylepnemu,
- z nadrukowanym numerem UN 3373,
- wykonane z bardzo odpornej na rozzerwanie folii polietylenowej, którą można poddać recyklingowi,
- z wyjątkowo trwałymi spoinami „duplex”,
- numeracja ciągła i kod kreskowy umożliwiające śledzenie wysyłki oraz rejestrację w czasie transportu próbek,
- grubość folii LDPE: 70 µm.