




Torebki do transportu Biohazard

Torebki do transportu próbek i odpadów niebezpiecznych. Z napisem ostrzegawczym BIOHAZARD. Posiadają szczelne zamknięcie zatrzaskowe oraz dodatkową kieszeń na dokumenty z tyłu. Woreczki wykonane z folii polietylenowej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szer. x dł. | Szt./Op. |
|---|---------|--|--------------|----------|
|  | 1-6765 | Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty | 150 x 225 mm | 100 szt. |

Opis

Torebki służące do transportu próbek niebezpiecznych. Z nadrukowanym logo BIOHAZARD. Wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty z tyłu. Woreczki posiadają szczelne zamknięcie zatrzaskowe. Wykonane z folii polietylenowej. Torebki znajdują zastosowanie m.in. w laboratoriach, szpitalach i służbach sanitarnych.

Grubość folii: 50 µm.