




## Torebki do transportu Biohazard

Torebki do transportu próbek i odpadów niebezpiecznych. Z napisem ostrzegawczym BIOHAZARD. Posiadają szczelne zamknięcie zatrzaskowe oraz dodatkową kieszeń na dokumenty z tyłu. Woreczki wykonane z folii polietylenowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Szt./Op.
	1-6765	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	PE	150 x 225 mm	100 szt.

### Opis

Torebki służące do transportu próbek niebezpiecznych. Z nadrukowanym logo BIOHAZARD. Wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty z tyłu. Woreczki posiadają szczelne zamknięcie zatrzaskowe. Wykonane z folii polietylenowej. Torebki znajdują zastosowanie m.in. w laboratoriach, szpitalach i służbach sanitarnych.

**Grubość folii:** 50 µm.