







Woreczki strunowe na próbki z wytrzymałego LDPE

Woreczki wykonane z wyjątkowo wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Dostępne z białym polem do opisu lub bez. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Szer. x dł.	Szt./Op.
	L-0178	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	40 x 60 mm	100 szt.
	B-7120	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	60 x 80 mm	100 szt.
	L-0056	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	60 x 130 mm	100 szt.
	B-7121	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	70 x 100 mm	100 szt.
	B-7122	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	80 x 120 mm	100 szt.
	L-0510	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	100 x 100 mm	100 szt.
	B-7123	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	160 x 220 mm	100 szt.
	B-7124	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	180 x 250 mm	100 szt.
	L-0057	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	200 x 300 mm	100 szt.
	B-7125	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	220 x 310 mm	100 szt.
	B-7126	Worki strunowe z LDPE na próbki	bez pola opisowego	300 x 400 mm	100 szt.
	B-7089	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	40 x 60 mm	100 szt.
	L-0052	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	60 x 80 mm	100 szt.
	B-7127	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	60 x 130 mm	100 szt.
	B-7090	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	70 x 100 mm	100 szt.
	L-0053	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	80 x 120 mm	100 szt.
	B-7092	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	100 x 150 mm	100 szt.
	B-7094	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	120 x 170 mm	100 szt.

	L-0054	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	160 x 220 mm	100 szt.
	B-7091	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	180 x 250 mm	100 szt.
	B-7093	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	200 x 300 mm	100 szt.
	L-0055	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	220 x 310 mm	100 szt.
	B-7097	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	250 x 350 mm	100 szt.
	B-7098	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	350 x 450 mm	100 szt.

Opis

Worki wykonane z wyjątkowo wytrzymałego LDPE. Z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Dostępne z białym polem do opisu lub bez. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Grubość folii: 50 µm.