



## Statyw z PP na 12 uchwytów do ez - okrągły



Statyw z PP na 12 uchwytów do ez - okrągły - 6 otworów o średnicy 7 mm i 6 otworów o średnicy 9 mm. Cały statyw ma średnicę 100 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-3050	Statyw z PP na 12 uchwytów do ez - okrągły

### Opis

Okrągły statyw do ez z PP o kolorze naturalnym. Średnica całego statywu to ok. 100 mm. Statyw posiada 6 otworów o średnicy 7 mm i 6 otworów o średnicy 9 mm (w sumie 12 otworów na uchwyt). Otwory idealnie nadają się do przechowywania różnych uchwytów na pętle inokulacyjne. W otworze centralnym można przechowywać ezy przed ich użyciem.