



## Torebki strunowe na próbki z LDPE - czarne - z polem do opisu

Czarne torebki wykonane z LDPE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Materiał	Szer. x dł.	Kolor	Szt./Op.
	1-7130	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	70 x 100 mm	czarne	100 szt.
	1-7131	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	100 x 150 mm	czarne	100 szt.
	1-7132	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	120 x 170 mm	czarne	100 szt.
	1-7133	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	160 x 220 mm	czarne	100 szt.
	1-7134	Worki strunowe na próbki	z polem opisowym	LDPE	200 x 300 mm	czarne	100 szt.

### Opis

Czarne torebki wykonane z LDPE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

**Grubość folii:** 50 µm.