



Czarne worki strunowe na próbki - z PE - z polem do opisu

Czarne torebki wykonane z PE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pole opisowe	Szer. x dł.	Kolor	Szt./Op.
	B-7130	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	70 x 100 mm	czarne	100 szt.
	B-7131	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	100 x 150 mm	czarne	100 szt.
	B-7132	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	160 x 220 mm	czarne	100 szt.
	B-7133	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	200 x 250 mm	czarne	100 szt.
	B-7134	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	250 x 350 mm	czarne	100 szt.
	B-7135	Worki strunowe z LDPE na próbki	z polem opisowym	300 x 400 mm	czarne	100 szt.

Opis

Czarne torebki wykonane z PE. Przeznaczone do przechowywania lub transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem strunowym i białym polem do opisu.

Grubość folii: 60 µm.