




Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych



Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych, w tym do mieszadła MM-1000 firmy Biosan.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. pręta	Wym. podstawy
	K-7829	Statyw SRB do mieszadeł mechanicznych	840 mm	285 x 375 mm

Opis

Statyw SRB firmy Biosan przeznaczony jest do mieszadeł mechanicznych. Jego podstawa ma wymiary 285 x 375 mm. Wysokość statywu wynosi 840 mm.

Zaprojektowany do pracy z mieszadłem mechanicznym [MM-1000](#). Pozwala na wygodne, stabilne i bezpieczne zamocowanie urządzenia. Na płycie statywu ustawić można zlewkę z mieszanym medium.

Statyw jest kompatybilny z łącznikiem krzyżowym [B-8271](#).